

治験薬管理室温度設定

保管場所	管理温度	設定温度	警報アラーム 設定温度		ワイアレスデータロガー おんどとり				冷蔵庫・冷凍庫・恒温槽等		
			下限値	上限値	第1グループ 2019年10月16日実施		第2グループ		メーカー	機種	型番
					型番	製造番号	型番	製造番号			
冷蔵A	2～8℃	4℃	3℃	7℃	RTR-501L	52B80D73	RTR-501L	52B815B0	SANYO	MEDICOOL	MPR-512
冷蔵B	2～8℃	4℃	3℃	7℃	RTR-501L	52B80D74	RTR-501L	52B815B1	Panasonic	薬用保冷庫	MPR-414FR-PJ
冷蔵C	2～8℃	4℃	3℃	7℃	RTR-501L	52B80D75	RTR-501L	52B815B2	SANYO	MEDICOOL	MPR-312D(CN)
冷蔵D	2～8℃	4℃	3℃	7℃	RTR-501L	52B80D76	RTR-501L	52B815B3	SANYO	MEDICOOL	MPR-312D(CN)
冷蔵E	2～8℃	4℃	3℃	7℃	RTR-501L	52B80D7A	RTR-501L	52B815B4	Panasonic	薬用保冷庫	MPR-414FR-PJ
予備冷蔵	2～8℃	4℃	3℃	7℃	RTR-501L	52B815B6	RTR-501L	52B824C8	Panasonic	薬用保冷庫	MPR-414FR-PJ
恒温1	15～25℃	21℃	17℃	23℃	RTR-501L	52B80D77	RTR-501L	52B815B7	日本フリーザー	インキュベーター (冷凍機付き)	CRB-41A
恒温2	15～25℃	21℃	17℃	23℃	RTR-501L	52B80D79	RTR-501L	52B815B8	日本フリーザー	インキュベーター (冷凍機付き)	NRB-41A
室温	15～30℃	館内空調	17℃	28℃	RTR-501L	52B80D7B	RTR-501L	52B815B9			
室温予備	15～30℃	館内空調	17℃	28℃	RTR-501L	52B80D7C	RTR-501L	52B815BA			
冷凍A	-20℃以下	-30℃	設定なし	-22℃	RTR-502L	52BA2C16	RTR-502L	52BA4088	Panasonic	薬用保冷庫	MPR-414FR-PJ
冷凍B	-15～-25℃	-20℃	-23℃	-17℃	RTR-502L	52BA6141	RTR-502L	52BA40BF	Panasonic	薬用保冷庫	MPR-414FR-PJ

★校正：第1グループは西暦の奇数年、第2グループは西暦の偶数年に実施する

2020年1月22日作成